

体外诊断试剂目录

血脂系列					
序号	货号	产品名称	缩写	方法原理	备注
1	A1001	高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	直接法	复合冻干标准另购
2	A1002	低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	直接法	
3	A1003	载脂蛋白A ₁	APOA ₁	免疫透射比浊法	复合冻干标准另购
4	A1004	载脂蛋白B	APOB	免疫透射比浊法	
5	A1005	载脂蛋白E	APOE	免疫透射比浊法	冻干标准另购
6	A1006	脂蛋白a	LP(a)	免疫透射比浊法	赠送标准液
7	A1007	脂蛋白a	LP(a)	乳胶增强比浊法	赠送标准液
8	A1008	总胆固醇	CHOL	氧化酶法	赠送标准液
9	A1009	甘油三酯	TRIG	氧化酶法	赠送标准液
10	A1010	同型半胱氨酸	Hcy	循环酶法	进口现货, 赠送标准/质控品
11	A1011	游离脂肪酸	NEFA	酶法	进口期货, 标准另购
12	A1012	游离胆固醇	freeCho	酶法	进口期货, 标准另购
13	A1013	磷脂	PLIP	酶法	进口期货, 标准另购
14	A1014	载脂蛋白A ₂	APOA ₂	免疫透射比浊法	进口期货, 标准另购
15	A1015	载脂蛋白C ₂	APOC ₂	免疫透射比浊法	进口期货, 标准另购
16	A1016	载脂蛋白C3	APOC3	免疫透射比浊法	进口期货, 标准另购
肝功能系列					
序号	货号	产品名称	缩写	方法原理	备注
17	B2001	总胆汁酸	TBA	第五代循环酶法	赠送标准
18	B2002	α -L-岩藻糖苷酶	AFU	连续监测法	标准、质控另购
19	B2003	腺苷脱氨酶	ADA	酶速率法(546nm)	标准、质控另购
20	B2004	腺苷脱氨酶	ADA	酶速率法(340nm)	标准、质控另购
21	B2005	5'-核苷酸酶	5'-NT	酶速率法(546nm)	标准、质控另购
22	B2006	前白蛋白	PA	免疫透射比浊法	赠送标准
23	B2007	胆碱酯酶	CHE	硫代胆碱法	
24	B2008	γ -谷氨酰转移酶	γ -GT	IFCC 推荐法	
25	B2009	碱性磷酸酶	ALP	AMP 缓冲液	
26	B2010	总胆红素	TBIL	钒酸盐氧化法	标准另购
27	B2011	直接胆红素	DBIL	钒酸盐氧化法	标准另购
28	B2012	丙氨酸氨基转移酶	ALT	IFCC 推荐法	
29	B2013	天冬氨酸氨基转移酶	AST	IFCC 推荐法	
30	B2014	单胺氧化酶	MAO	酶速率法	抗干扰强、标准、质控另购
31	B2015	亮氨酸氨基肽酶	LAP	酶速率法	
32	B2016	谷氨酸脱氢酶	GLDH	酶速率法	
33	B2017	血氨	AM	酶速率法	标准、质控赠送
34	B2018	总蛋白	TP	双缩脲法	赠送标准

35	B2019	白蛋白	Alb	溴甲酚绿法	赠送标准
36	B2020	甘氨酸脯氨酸二肽氨基肽酶	GPDA	酶速率法	标准、质控另购
肾功能系列:					
序号	货号	产品名称		方法原理	备注
37	C3001	肌酐	Crea	酶 法	赠送标准
38	C3002	尿素	Urea	酶 法	赠送标准
39	C3003	尿酸	UA	酶法终点法	赠送标准
40	C3004	胱抑素 C	Cys-C	乳胶增强比浊法	赠送标准
41	C3005	β_2 -微球蛋白	β_2 -MG	乳胶增强比浊法	赠送标准
42	C3006	α_1 -微球蛋白	α_1 -MG	乳胶增强比浊法	赠送标准
43	C3007	视黄醇结合蛋白	RBP	乳胶增强比浊法	赠送标准
44	C3008	尿微量白蛋白	mAlb	免疫透射比浊法	赠送标准
45	C3009	N-乙酰- β -D-氨基葡萄糖苷酶	NAG	速率法	标准、质控另购
糖代谢系列					
序号	货号	产品名称		方法原理	备注
46	D3001	葡萄糖	GLU	氧化酶法	赠送标准品
47	D3002	葡萄糖	GLU	己糖激酶法	赠送标准品
48	D3004	糖化血红蛋白	HbA1c	乳胶增强比浊法	液体双试剂, 标准另购
49	D3005	糖化血红蛋白	HbA1c	酶 法	标准另购
50	D3006	胰岛素	INS	乳胶增强比浊法	标准另购
51	D3007	糖化白蛋白	GA-L	酶 法	标准另购
52	D3008	糖化血清蛋白	GSP	NBT 改良法	标准另购
53	D3009	D-3-羟丁酸	D3HB	酶 法	赠送标准
心肌功能及心肌酶谱系列					
序号	货号	产品名称		方法原理	备注
54	E3001	肌红蛋白	Myo	乳胶增强比浊法	进口期货, 标准另购
55	E3002	肌钙蛋白	cTnl	乳胶增强比浊法	进口期货, 标准另购
56	E3003	肌酸激酸	CK	IFCC 推荐法	
57	E3004	肌酸激酸 MB 同工酶	CK-MB	免疫抑制法	
58	E3005	乳酸脱氢酶	LDH-L	DGKC 推荐法	
59	E3006	乳酸脱氢酶	LDH-P	DGKC 推荐法	
60	E3007	缺血性修饰蛋白	IMA	钴比色法	赠送标准
离子、微量元素及其他系列					
序号	货号	产品名称	缩写	方法原理	备注
61	F4001	铜	Cu	Nitroso-PSAP 比色法	赠送标准
62	F4002	铁	Fe	Nitroso-PSAP 比色法	赠送标准
63	F4003	锌	Zn	Nitroso-PSAP 比色法	赠送标准
64	F4004	钙	Ca	偶氮砷III比色法	赠送标准

65	F4005	镁	Mg	二甲苯胺蓝法	赠送标准
66	F4006	磷	P	紫外法	赠送标准
67	F4007	氯	CL	硫氰酸汞法	赠送标准
68	F4008	钾	K	化学法	赠送标准
69	F4009	钠	Na	化学法	赠送标准
70	F4010	二氧化碳	CO2	酶法（405nm）	赠送标准
71	F4011	二氧化碳	CO2	酚红比色法	赠送标准
72	F4012	乳酸	LAC	乳酸氧化酶法	赠送标准
73	F4013	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶	G6PD	酶 法	
胰腺功能系列					
序号	货号	产品名称	缩写	方法原理	备注
74	G5001	α -淀粉酶	α -AMY	EPS-G ₇ 底物法	
75	G5002	α -淀粉酶	α -AMY	G ₃ 底物法	
76	G5003	脂肪酶	LIP	酶 法	
特种蛋白系列					
序号	货号	产品名称	缩写	方法原理	备注
77	H5001	胃蛋白酶原 I	PG I	乳胶增强比浊法	进口期货，标准品另购
78	H5002	胃蛋白酶原 II	PG II	乳胶增强比浊法	进口期货，标准品另购
79	H5003	脂肪酸结合蛋白	H-FABP	乳胶增强比浊法	进口现货，标准品另购
80	H5004	D-二聚体	D-D	乳胶增强比浊法	进口现货，标准品另购
81	H5005	C-反应蛋白	CRP	乳胶增强比浊法	赠送标准品
82	H5006	C-反应蛋白（全量程）	CRP	乳胶增强比浊法	赠送标准品
83	H5007	超敏- C-反应蛋白	hs-CRP	乳胶增强比浊法	赠送标准品
84	H5008	抗链球菌溶血素 O	ASO	乳胶增强比浊法	赠送标准品
85	H5009	类风湿因子	RF	乳胶增强比浊法	赠送标准品
86	H5010	铁蛋白	Fet	乳胶增强比浊法	标准品另购
87	H5011	纤维蛋白原	Fb	免疫透射比浊法	赠送标准品
88	H5012	转铁蛋白	Tf	免疫透射比浊法	赠送标准品
89	H5013	铜兰蛋白	CP	免疫透射比浊法	赠送标准品
90	H5014	免疫球蛋白 G	IgG	免疫透射比浊法	赠送标准品
91	H5015	免疫球蛋白 A	IgA	免疫透射比浊法	赠送标准品
92	H5016	免疫球蛋白 M	IgM	免疫透射比浊法	赠送标准品
93	H5017	免疫球蛋白 E	IgE	乳胶增强比浊法	赠送标准品
94	H5018	补体 3	C ₃	免疫透射比浊法	赠送标准品
95	H5019	补体 4	C ₄	免疫透射比浊法	赠送标准品
96	H5020	α -1-抗胰蛋白酶	AAT	免疫透射比浊法	赠送标准品
97	H5021	α -1-酸性糖蛋白	AAG	免疫透射比浊法	赠送标准品

标准品、质控品系列				
序号	货号	产品名称	适用范围	备注
98	S5001	血脂七项复合标准品、质控	适用 APOA1/B、TRIG、Chol、HDL-C、LDL-C	1ml/瓶（冻干）
99	S5002	HDL-C/LDL-C 复合标准品	适用于直接法	1ml/瓶（冻干）
100	S5003	APOA1/B 复合标准品	适用于免疫比浊法	1ml/瓶（冻干）
101	S5004	HCy 标准品、质控品	适用各种方法	1ml/瓶（液态）
102	S5005	CyS-C 标准品、质控品	适用于免疫比浊法	0.5ml×6（液态）
103	S5006	LPa 标准品、质控品	适用免疫透射比浊法	0.5ml×5（液态）
104	S5007	α_1 -MG标准品（液体多点）	适用各种方法	0.5ml×5（液态）
105	S5008	β_2 -MG标准品（液体多点）	适用各种方法	0.5ml×5（液态）
106	S5009	RBP 标准品（液体多点）	适用于免疫比浊法	0.5ml×5（液态）
107	S5010	ASO 标准品	适用于免疫比浊法	1.0ml/瓶(液态)
108	S5011	RF 标准品	适用于免疫比浊法	1.0ml/瓶(液态)
109	S5012	CRP 标准品（液体多点）	适用于免疫比浊法	0.5ml×5（液态）
110	S5013	TBIL/DBIL 复合标准品	适用于氧化法	1ml/瓶（冻干）
111	S5014	mAlb 标准品	适用于免疫透射比浊法	0.5ml×5（液态）
112	S5015	PA 标准品（液体多点）	适用于免疫透射比浊法	0.5ml×5（液态）
113	S5016	IgG/A/M 复合标准品	适用于免疫透射比浊法	1ml/瓶
114	S5017	C ₃ /C ₄ 复合标准品	适用于免疫透射比浊法	1ml/瓶
115	S5018	ADA 标准品、质控品	适用各种方法	1ml/瓶（冻干）
116	S5019	AFU 标准品、质控品	适用各种方法	1ml/瓶（液态）
117	S5020	5'-NT 标准品、质控品	适用各种方法	1ml/瓶（冻干）
118	S5021	NAG 标准品、质控品	适用速率法	1ml/瓶（液态）
119	S5022	D3HB 标准品、	适用各种方法	1ml/瓶（液态）
120	S5023	Hba1c 标准品、质控品	适用各种方法	1.0ml×5（冻干）
121	S5024	ACE 标准品、质控品	适用各种方法	1ml/瓶（冻干）
122	S5025	GPDA 标准品、质控品	各种方法	1ml/瓶（冻干）
123	S5026	TG、CHO、UA、TBA 等标准液	适用各种方法	附参考定值
124	S5027	TP、ALB、GSP、CO ₂ 等标准液	适用各种方法	附参考定值
125	S5028	GLU、BUN、CREA 等标准液	适用各种方法	附参考定值
126	S5029	Cu、Fe、Zn、Ca、Mg、P、CL 等标准液	适用各种方法	附参考定值
127	S5030	D-二聚体标准液	适用于免疫比浊法	1ml/瓶（冻干）
128	S5031	转铁蛋白标准液	适用于免疫比浊法	0.5ml×5（液态）
129	S5032	常规生化 26 项复合标准/质控品	Apo-AI/B,Lp(a),TC,TG,HDL-C、LDL-C、K、Na、Ca、Cl、P、Glu、BUN、Cre、UA、Alb、TP、TB、DB、ALT、AST、LDH、CK、HBDH、AMY。	1ml/瓶（冻干）

正在研发中的产品					
序号	货号	产品名称	缩写	方法原理	备注
77	K5001	髓过氧化物酶	MPO	待定	
78	K5002	幽门螺旋杆菌	HP	待定	
79	K5003	脑钠肽	BNP	待定	
80	K5003	癌胚抗原	CEA	待定	
81	K5003	前列腺特异性抗原	PSA	待定	
82	K5003	超氧化物歧化酶	SOD	待定	
83	K5003	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白	NGAL	待定	

强烈推荐产品

- 1、AFU 液体单一试剂、液体双试剂、新型 M-G-CNP-AFU 底物，可检测肝素抗凝血浆标本。
 - 2、MAO 液体双试剂，超强的抗干扰能力。
 - 3、HDL-C 双试剂，超强的抗干扰能力，不含镁离子，与日本一化试剂具有很了的相关性。
 - 4、LDL-C 双试剂，超强的稳定性，与日本一化试剂具有很了的相关性。
 - 5、NAG 双试剂，应用目前最好的底物生产，底物溶解性和稳定性好，线性范围宽。可同时检测血清和尿液。
 - 6、视黄醇结合蛋白，灵敏度高，可同时检测血清和尿液。
 - 7、同型半胱氨酸双试剂，开瓶稳定性好，抗干扰能力强。
 - 8、胱抑素 C 双试剂，灵敏度高，1mg/L 的 Cys-C 测试 OD 可达 0.04 以上。
 - 9、肌钙蛋白双试剂，重复性好，试剂比例合理（3：1），适合所用生化分析仪。
 - 10、总胆汁酸双试剂，应用基因改造工具酶，酶活高，线性高达 250 μ mol/L。
 - 11、二氧化碳单一试剂，超强的开瓶稳定性（1 个月）。
 - 12、肌酐双试剂（酶法），与 TOYOBO 等知名品牌具有很好的相关性。
-

